

Datenblatt Larynxmaske:

LarGloticSilk 1,0; Silikon Einwegmaske

Artikelnummer: 2S 80 100

Technische Daten:

Connector: 15 mm

Patientengewicht: < 5 kg

Cuff Volumen: 4 ml

Gewicht: 50 gr.

Farbcodiertes Cuffventil: ja

Positionsanzeige am Führungsschlauch: ja

Autoklavierbar: nein

Sterilisationstemperatur: entfällt

Material: medizinisches Silikon, latexfrei

Größe: 1,0

Verpackung: steril

Artikelnummer: 2S 80 100



Beschreibung:

Unsere LarGloticSilk Larynxmasken sind Einweg Silikon Larynxmasken die mit einer softig, matten und strukturierten Oberfläche hergestellt werden. Diese Larynxmasken aus Silikon überzeugen durch ihre Anpassung an die Anatomie des Patienten. Somit dichten sie besonders gut die Atemwege ab. Bedingt durch die tiefe Fertigung des Patientenport wird das Risiko von Verlegungen durch Sekrete deutlich reduziert.

Beim Endoskopieren werden Sie die Platzverhältnisse, bedingt durch den großen Patientenport unterstützen. So ist z.B. ein freier Einblick auf die Epiglottis gewährleistet.

Selbstverständlich ist unsere LarGloticSilk latexfrei und wird steril verpackt geliefert.