

# Datenblatt Larynxmaske:

*LarGloticMultiple 1,5; Silikon Mehrwegmaske*

*Artikelnummer: 2M 80 150*

## Technische Daten:

**Connector:** 15 mm

**Patientengewicht:** 5 - 10 kg

**Cuff Volumen:** 7 ml

**Gewicht:** 60 gr

**Farbcodiertes Cuffventil:** ja

**Positionsanzeige am Führungsschlauch:** ja

**Autoklavierbar:** ja

**Sterilisationstemperatur:** bis 134°C

**Material:** medizinisches Silikon, latexfrei

**Größe:** 1,5

**Verpackung:** steril

**Artikelnummer:** 2M 80 150



## Beschreibung:

Unsere LarGloticMultiple Larynxmasken sind Mehrweg Silikon Larynxmasken die mit einer softig, matten und strukturierten Oberfläche hergestellt werden. Diese Larynxmasken aus Silikon überzeugen durch ihre Anpassung an die Anatomie des Patienten. Somit dichten sie besonders gut die Atemwege ab. Bedingt durch die tiefe Fertigung des Patientenport wird das Risiko von Verlegungen durch Sekrete deutlich reduziert.

Beim Endoskopieren werden Sie die Platzverhältnisse, bedingt durch den großen Patientenport unterstützen. So ist z.B. ein freier Einblick auf die Epiglottis gewährleistet.

Selbstverständlich ist unsere LarGloticMultiple latexfrei und wird steril verpackt geliefert.

Die Mehrweg Silikon Larynxmaske LarGloticMultiple lässt sich bis zu 40 mal bei 134° autoklavieren. Sie rundet unser Produktportfolio gemeinsam mit unseren Einwegmasken ab.

Selbstverständlich ist unsere LarGloticMultiple latexfrei und wird steril verpackt geliefert.

Gerne bieten wir Ihnen die validierte Sterilisation unserer Mehrwegmasken nebst Logistik an.